

Vie Scope® Laryngoskop



Mit dem Vie Scope können Sie ein Leben retten!

- Das Vie Scope wurde speziell für den schwierigen Atemweg entworfen
- Mehr Sicherheit für die Zähne
- Verbesserte Darstellung der Sichtlinie
- Ermöglicht eine hervorragende gerade Sichtlinie mit 360 Grad maximaler Ausleuchtung
- Einfache Anwendung
- Gibt dem Benutzer die beste Möglichkeit, Patienten in jeder Situation, innerhalb oder außerhalb eines Krankenhauses zu intubieren. Gefechtssanitäter ausgelegt.



Produktbeschreibung

Das patentierte direkte Vie (Französisch: Leben) Laryngoskop von Adroit Surgical ist ein eigenständiges, akku-betriebenes Einweginstrument, bei dem der Vorteil eines geschlossenen Rundtubus mit einem abgeschrägten Ende zur Darstellung der Stimmlippen genutzt wird. Das Licht wird durch die Seitenwand des Rundtubus von einem Ende bis zum anderen sowie innerhalb des Lumens des Rundtubus geleitet, um dem Anwender die beste Ausleuchtung des Zielgewebes bei minimaler Wahrscheinlichkeit einer Lichtblockade durch Sekret oder Blut zu ermöglichen.

Artikelnummer	Anzahl pro Verpackung	Preis** CHF
VS-133 Vie Scope*	10	895.00
VS-T01 Vie Scope Demogerät	1	89.50
VB-2010 Adroit Voir Bougie	10 gerade	98.50
VB-3010 Adroit Voir Bougie Tactical Coiled	10 gedreht verpackt	98.50

*Erwachsene/Kinder ab 7 Jahre. **Alle Preise exkl. MwSt. und Fracht.