

KFZ-Verbandkästen nach **DIN 13164:2014** haben folgenden Inhalt:

- 2 Feuchttücher zur Hautreinigung
- 1 Verbandtuch BR klein 40 x 60cm
- 1 Verbandtuch mittel 60 x 80cm
- 1 Verbandpäckchen klein 6 x 8cm
- 2 Verbandpäckchen mittel 8 x 10cm
- 1 Verbandpäckchen gross 12 x 10cm
- 2 Fixierbinden 6cm x 4m
- 3 Fixierbinden 8cm x 4m
- 6 Wundkompressen 10 x 10cm
- 1 Heftpflaster 2,5cm x 5m
- 14teiliges Pflasterset:
 - 4 x Wundschnellverbände 6 x 10 cm
 - 2 x Fingerkuppenverbände
 - 2 x Fingerverbände 2 x 12 cm
 - 2 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
 - 4 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
- 2 Dreiecktücher
- 4 Einmalhandschuhe
- 1 Rettungsdecke
- 1 Erste Hilfe Schere
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Die Pflasterartikel sollten jährlich überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Das übrige Material ist länger haltbar (Ablaufdatum je nach Hersteller in der Regel 2 - 5 Jahre).